

	<b>FRM-007</b>	<b>Boucheuse</b>	Fiche machine n°
	Indice D		<b>4726</b>
	Page 1 / 31		Version : 2.0

## Boucheuse

Fabricant : Zalkin

Modèle : CA5 / 360 NG

Année : 2004

Numéro de série : 24021

5 têtes

Automate Siemens S7-300

Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2680 x 1900 x 2600 mm

Poids : 2000 kg

Documentation : disponible

Distributeur automatique CA

Vitesse de 80 à 145 coups par mn, soit environ 10.000 BPH

Formats : 60 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 210 ml, 250 ml

Vissage de bouchons plastiques PP Ø 35 x 24,5, diamètre flacon 57 mm

## Capper

*Manufacturer: Zalkin*

*Model: CA5 / 360 NG*

*Year: 2004*

*Serial number: 24021*

*5 heads*

*Siemens S7-300 PLC*

*Overall dimensions (l x d x h): approximately 2680 x 1900 x 2600 mm*

*Weight: 2000 kg*

*Documentation: available*

*Automatic feeder: CA*

*Speed from 80 to 145 cpm, that is approx. 10.000 BPH*

*Formats : 60 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 210 ml, 250 ml*


*Screwing plastic caps PP Ø 35 x 24,5, vial's diameter 57 mm*








# Boucheuse



DIRECTION USINE  
24.NOV.1989  
ROUTE DE PARIS  
45500 GIEN

Montreuil l'Argillé le 21 Septembre 1976  
xxxxxx

INDUSTRIE BIOLOGIQUE FRANCAISE 35, quai du Moulin de Cage  
CA 4 n° 20 817 - G.D.  
92231 GENNEVILLIERS  
Montée descente électrique par frein  
Cadence demandée : 9 000  
Couleur : VERT OPALE Pas convertibles en CA 8 Course 65 mm  
Moteur frein : 220 volts - 3 phases - 50 Hz - 1405 TM - 1 vit. - 2 CV  
Hauteur transporteur 860 mm - Pied hauteur 32 mm  
9 m Chaîne plastique PKB : largeur 88.9 - Epaisseur 4  
4 Têtes type 104 visseuses pour capsules A.D.V. de 20 mm, équipées de 1  
4 Bras de sertissage (2 molettes 104.12 et 2 molettes 104.12 MCB)  
4 Embouts pour capsules ADV de 18 mm  
1 Equipement pour flacon 150 ml Technique BSN  
1 Equipement pour flacon 50 ml sirop  
1 Vis d'introduction CA 432 ø ext. 70 pour flacons 150 ml ø 53 plan 5717 b  
1 Vis d'introduction CA 432 ø ext. 60 pour flacons 50 ml ø 40 plan 6550  
1 Distributeur DC n° 1321 pour ADV de 20 mm sur basting abattu  
Longueur : 2-300  
1 Rampe de distribution complète pour capsules ADV de 20 mm  
1 Embout de pose supplémentaire pour capsules ADV de 18 mm  
1 DéTECTEUR FESTO situé dans la rampe  
Plateau porte-bouteilles avec disques caoutchouc ø 70 mm ép. 9.5 mm  
4 Pieds (vis et écrous vérin + soucoupe avec caoutchouc)  
1 Rétroviseur pour cuve distributeur  
1 Notice de pièces détachées de la machine  
1 Gabarit réglage molettes n° 67  
1 Trousse d'outillage avec pompe à graisse  
2 Molettes de sertissage 104.12  
2 Molettes de sertissage 104.12 MCB  
6 Rondelles arrêt molettes 104.22  
3 Rondelles butée supérieure 104.23  
3 Rondelles butée inférieure 104.24





FRM-007

Indice D

Page 8 / 31

# Boucheuse

Fiche machine n°

**4726**

Version : 2.0

Montreuil L'Argillé,  
Le 30 mars 2004

## PFMP PROGIPHARM

Usine de GIEN  
Zone Industrielle  
Rue du Lycée  
45502 GIEN Cedex  
France

Commande N° 2003337462

VISSEUSE type CA 5 /360 NG N° 24021

### I. DESCRIPTIF GENERAL

Prise positive des têtes, alimentation par étoile de transfert à alvéoles, située côté sortie,  
entraînement par étoile CETIM  
Accélération des têtes par le barillet, ensemble N° 1 023 887, 1 013 093, 1 013 095, 1 032  
827, 1 032 830 , 1 023 891, 1 018 985  
Coulisseaux sans graissage, et graissage manuel pour les points restants  
Pneumatique Festo

Sens : Gauche/droite – Implantation N° 1 022 362

Couleur : Steel it

Cadence mini. : 9 600 bph

Cadence maxi. : 10 000 bph

### II. PARTIE CENTRALE


Came N° : 1 029 755

Contrepoids N° 2528 / 1 016 065

Carter de tourelle N° 1 032 828

Partie centrale N° 1 029 125

COMPAGNIE ANONYME AU CAPITAL DE 8 000 000 EUROS - R.C.S. NANTERRE B 702 041 682 - SIRET 702 041 682 00031 - A.P.E. 292 H  
SIRET 842200100 - CRÉDIT LYONNAIS RUEIL - AGENCE EL 757 - CPTE 740 R - STÉ GÉNÉRALE RUEIL - CPTE



## VII. DISTRIBUTION

- 1 Distributeur de capsules type CA 5 N° 43699 situé sur la partie supérieure de la machine réglé pour capsules Childproof ø 35 x ht 24,5 mm - 1 filet
- 1 Elément de retournement N° 1 029 130,
- Alimentation des têtes par étoile de transfert à alvéoles, ensemble N° 1 032 496
- Sélection des capsules par vérins, ensemble N° 436 951

## VIII. TETES

5 Têtes type Magnétique à mâchoires BZ3 N° 237 154  
Parties inférieures N° 238 818 - Mâchoires N° 230 260

## IX. OUTILLAGE

Démontage Quart de tour  
Repérage de l'équipement par gravage

Flacon verre 200 ml ø 57 x ht 133,3 mm

- 1 Equipement complet N° 994 232
- 1 Ensemble blocage par courroie N° 1 031 295 (courroie synchro power 2260x20x8)
- 1 Vis d'introduction N° AR0282440

## X. DIVERS

- 4 Pieds Hauteur 120 mm N° 1 030 293
- 4 Vis / Vérins inox, ensemble N° 317 565
- 1 Grille de protection dessous de socle N° 151 661
- 1 Jeu de rambardes de passage en direct N° 165 724
- 1 Pot de peinture Steel it
- 2 Notices de la machine en Français

## XI. COLISAGE

	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids en kg
Machine	3 000	2 000	2 750	2 300

