

	Fiche machine n°	<b>Machine d'inspection de comprimés</b>	FRM-007
	<b>4810</b>		Indice <b>A</b>
	Indice B		Page <b>1 / 6</b>

## **Machine d'inspection de comprimés**

Fabricant : Proditec

Modèle : Visitab

Année : 2003

Pour comprimés nus ou enrobés, marqués ou non, ronds, ovales, oblongs ...

Types de défauts traités : défauts de forme, de dimensions, d'aspect, de surface ...

Aucun outillage nécessaire pour le changement de produit

Taille des comprimés : de 5 à 20 mm

6 caméras linéaires LORD (2048 pixels / ligne)

10 éclairages néons haute fréquence

Postes 1 et 3 : points noirs sur faces

Postes 2 et 4 : gravures, sécabilité

Postes 5 et 6 : contrôle de la tranche

Cadence : 110 000 comprimés / heure

Documentation technique : présente (schémas électriques, manuel d'utilisation, pièces détachées ...)

Incoterm: EXW

## **Tablet's inspection machine**

*Manufacturer: Proditec*

*Model: Visitab*

*Year: 2003*

*For tablets coated or not, marked or not, round, oval, oblong ...*

*Defects treated: shape defects, dimensional defects, aspect defects, surface defects ...*

*No tools required for product change*

*Tablets' size: from 5 to 20 mm*

*6 LORD linear cameras (2048 pixels / line)*

*10 high frequency neon lightings*

*Stations 1 and 3: black spots on faces*

*Stations 2 and 4: prints, breakability*

*Stations 5 and 6: control of the edge*

*Speed: 110 000 tablets / hour*

*Technical documentation: available (electrical diagrams, user manual, spare parts ...)*

*Incoterm: EXW*

# Machine d'inspection de comprimés



Poste 2 : Contrôle gravure  
(sécabilité etc...points noirs)

Poste 1 : Contrôle points noirs  
face 1



Poste 3 : = poste 1, seconde face

Poste 4 : = poste 2, seconde face

Poste 5 et 6 : = contrôle de la tranche,  
points noirs, ébréchés







