

	Fiche machine n°	Machine d'inspection de comprimés	FRM-007
	4810		Indice A
	Indice B		Page 1 / 6

Machine d'inspection de comprimés

Fabricant : Proditec

Modèle : Visitab

Année : 2003

Pour comprimés nus ou enrobés, marqués ou non, ronds, ovales, oblongs ...

Types de défauts traités : défauts de forme, de dimensions, d'aspect, de surface ...

Aucun outillage nécessaire pour le changement de produit

Taille des comprimés : de 5 à 20 mm

6 caméras linéaires LORD (2048 pixels / ligne)

10 éclairages néons haute fréquence

Postes 1 et 3 : points noirs sur faces

Postes 2 et 4 : gravures, sécabilité

Postes 5 et 6 : contrôle de la tranche

Cadence : 110 000 comprimés / heure

Documentation technique : présente (schémas électriques, manuel d'utilisation, pièces détachées ...)

Incoterm: EXW

Tablet's inspection machine

Manufacturer: Proditec

Model: Visitab

Year: 2003

For tablets coated or not, marked or not, round, oval, oblong ...

Defects treated: shape defects, dimensional defects, aspect defects, surface defects ...

No tools required for product change

Tablets' size: from 5 to 20 mm

6 LORD linear cameras (2048 pixels / line)

10 high frequency neon lightings

Stations 1 and 3: black spots on faces

Stations 2 and 4: prints, breakability

Stations 5 and 6: control of the edge

Speed: 110 000 tablets / hour

Technical documentation: available (electrical diagrams, user manual, spare parts ...)

Incoterm: EXW



Poste 2 : Contrôle gravure
(sécabilité etc...points noirs)

Poste 1 : Contrôle points noirs
face 1



Poste 3 : = poste 1, seconde face

Poste 4 : = poste 2, seconde face

Poste 5 et 6 : = contrôle de la tranche,
points noirs, ébréchés





