

## Tailles admissibles et modes d'utilisation

### MISE EN GARDE



#### Danger pour cause d'utilisation involontaire de la machine !

Risque de blessures et de dégâts matériels dans l'éventualité d'une utilisation non autorisée de la machine.

- Utiliser la machine exclusivement dans un environnement protégé contre les explosions.
- Le traitement, l'emballage et la manipulation de substances explosives ne sont pas autorisés.

La machine est fabriquée, testée et fournie conformément aux accords définis dans le contrat, et pour les échantillons de matériaux listés ci-dessous.

### Modes d'utilisation

Le matériel de manipulation des plateaux est conçu pour manipuler les matériaux entrants suivants :

- Seringue BD Hypak 0,5 ml SFT27GA172IN 5B
- Plateau à seringue (BD Hypak blanc laiteux)
- Plateau à seringue (BD Hypak transparent)
- Plateau à seringue (NIPRO blanc laiteux)

#### Seringue BD Hypak 0,5 ml SFT27GA172IN 5B

Article n°	Dimensions [mm] PxH	Produit	Sortie nominale	Désignation	Description
1		Seringue BD Hypak 0,5ml	600 pces/min	S.O.	SFT27GA172IN 5B DMC0746520062CD rep.2

#### Plateau à seringue (BD Hypak blanc laiteux)

Article n°	Dimensions [mm] WxHxL	Produit	Sortie nominale	Désignation	Description
2		Plateau à seringue BD Hypak	30 plateaux/min	Sans objet	BD Hypak (blanc laiteux) N°074.65.78.013 CD