

Thermoformeuse pour comprimés et gélules

Fabricant : NOACK GROUPE ROMACO

Modèle : N 623

Année : 2002

IHM : Siemens TP900 (2020)

Automate : Siemens S7-412-2DP (2002)

Vision LAETUS : Polyphem wt40 (2002)

Reconditionnée en 2004

Compatible CFR21 Part 11 sous modifications

Conforme normes CE

Documentation technique : détails sur demande

Dimensions hors tout (l x p x h) : 4600 mm x 1080 mm x 1900 mm

Données constructeur :

- Jusqu'à 6 canaux / 70 cycles par minute
- Cadence max : 420 blisters/minute
- Largeur max film : 230 mm
- Longueur max pas : 160 mm
- Formage : Thermoformage blister configuration Pvc-Alu
- Non équipée pour blister alu-alu.
- Profondeur de formage max : 25
- Taille blister min : 54 x 28 x 3 mm
- Taille blister max : 224 x 158 x 25 mm
- Pour comprimés, gélules, ampoules et seringues

Comprend également :

- Empileur de blister OUTILAB C94-00000 (2004)
- Enrouleur et Système d'impression HAPA 730 (2002)

Formats disponibles : pour comprimés et gélules, détails sur demande

Thermoforming machine for tablets and capsules

Manufacturer: NOACK ROMACO GROUP

Model: N 623

Year: 2002

HMI: Siemens TP900 (2020)

PLC: Siemens S7-412-2DP (2002)

Vision system: LAETUS Polyphem wt40 (2002)

Refurbished in 2004

CFR21 Part 11 compliant subject to modifications

Compliant with CE standards

Technical documentation: details available on request

Overall dimensions (W x D x H): 4600 mm x 1080 mm x 1900 mm

Manufacturer's specifications:

- Up to 6 channels / 70 cycles per minute
- Max. output: 420 blister packs per minute
- Max. film width: 230 mm

Thermoformeuse pour comprimés et gélules

- Max. pitch length: 160 mm
- Forming: PVC-aluminium blister thermoforming
- Not equipped for aluminium-aluminium blister packs.
- Max. forming depth: 25
- Min. blister size: 54 x 28 x 3 mm
- Max. blister size: 224 x 158 x 25 mm
- For tablets, capsules, ampoules and syringes

Also includes:

- OUTILAB C94-00000 blister stacker (2004)
- HAPA 730 rewinder and printing system (2002)

Available formats: for tablets and capsules, details on request

Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules




Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules




Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules

