

Ligne de conditionnement de seringues

Cadence : 18.000 / h

Chargement seringue B&S SAM8061 année 2003 (format rondos trays 20 seringues)

Etiqueteuse B&S SME2018 année 2003 (formats dia 6,85/10,85 mm, codage Allen, vision Laetus)

Thermoformeuse Farcon FB420 année 2003 (formats 1/2/5/5clip, caméra de contrôle Sea Vision)

Etuyeuse MA320 année 2004 (formats 1 / 2 / 3x2 / 5 / 2x5 / 4x5 / 5x5, jet d'encre Wolke)

Fardeleuse Marchesini F97 année 2003

Encaisseuse Marchesini PS500 année 2004 (5 formats)

Incoterm : EXW

Packaging line for syringes

Speed: 18.000 / h

Syringe loader: B&S SAM8061 year 2003 (format rondos trays 20 syringes)

Labeler: B&S SME2018 year 2003 (formats dia 6,85/10,85 mm, Allen coding, Laetus vision)

Thermoformer: Farcon FB420 year 2003 (formats 1/2/5/5 clip, Sea vision control camera)

Cartoner: MA320 year 2004 (formats 1 / 2 / 3x2 / 5 / 2x5 / 4x5 / 5x5, Wolke inkjet)

Shrinkwrapper: Marchesini F97 year 2003

Case packer: Marchesini PS500 year 2004 (5 formats)

Incoterm: EXW

Ligne de conditionnement de seringues



Ligne de conditionnement de seringues



Ligne de conditionnement de seringues



Ligne de conditionnement de seringues



Ligne de conditionnement de seringues



Ligne de conditionnement de seringues

