

Plateau à seringue (BD Hypak transparent)

Article n°	Dimensions [mm] WxHxL	Produit	Sortie nominale	Désignation	Description
3		Plateau à seringue BD Hypak	30 plateaux/min	Sans objet	Plateau à seringue (BD Hypak transparent)

Plateau à seringue (Nipro blanc laiteux)

Article n°	Dimensions [mm] WxHxL	Produit	Sortie nominale	Désignation	Description
4		Plateau à seringue Nipro	30 plateaux/min	Sans objet	463.00229.03 Nipro (blanc laiteux)

Production de la machine

Le taux d'exécution idéal (IRR) est conçu pour 600 pièces nettes par minute → 30 plateaux Rondo complets par minute.

Chaque plateau contient 20 seringues ; durée du cycle : 2 secondes.

Les rejets, IPC, etc. peuvent avoir un impact sur la sortie de l'équipement, en fonction de la fréquence et de la qualité des produits entrants.