

## Système de chromatographie

Fabricant : CYTIVA

Modèle : AKTA START

Année : 2020

Numéro de série : 2656432

Utilisation : automatisation des techniques de chromatographie les plus courantes

Schéma fluidique en façade

Ecran tactile

Méthodes pré-définies : purification facile des protéines taguées et des anticorps

Visualisation et suivi en temps réel

Exploitation et partage des résultats

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 340 x 280 x 360 mm

Poids de l'équipement : 12 kg

PC : TOSHIBA, modèle PORTEGE A30-C-1CX

Collecteur d'échantillons GE Healthcare, modèle FRAC30

- Dimensions hors-tout (l x p x h) : 270 x 280 x 285 mm
- Poids de l'équipement : 6 kg

Conforme normes CE

Documentation technique : disponible

Nous consulter pour le transport

	FRM-007
Indice : A	
Page 2 / 8	

# Système de chromatographie

Fiche machine N°
7098
Version : 0.1

## Chromatography device

Manufacturer: CYTIVA

Model: AKTA START

Year: 2020

Serial number: 2656432

Utilisation: automatisation of most common chromatography technics

Fluidic scheme on front panel

Touch screen

Pre-defined methods: easy purification of tagged proteins and antibodies

Real-time visualisation and monitoring

Interface for exploitation and sharing of the results

Overall dimensions (l x d x h): 340 x 280 x 360 mm

Weight: 12 kg

PC: TOSHIBA, model PORTEGE A30-C-1CX

Samples' collector GE Healthcare, model FRAC30


- Overall dimensions (l x d x h): 270 x 280 x 285 mm
- Weight: 6 kg

EC standards' compliant

Technical documentation: available

Consult us for shipment

# Système de chromatographie



# Système de chromatographie



# Système de chromatographie



# Système de chromatographie



# Système de chromatographie



# Système de chromatographie

