

Thermoformeuse pour comprimés et gélules

Fabricant : IMA

Modèle : C80R

Année : 2003

Descriptif : Thermoformage de blisters pour comprimés.

Système de distribution : Alimentateur doseur vibrant SimTap Elizabeth

Caractéristiques : cadence 400 à 500 blisters / min.

Format : manque uniquement le moule de formage.

Conformité : CE

Dimensions hors-tout : env. 6000x1600x2400 mm (L x p x h en mm)

Poids : env. 5500 (en Kg)

Documentation : disponible.

Thermoforming machine for tablets and capsules

Manufacturer: IMA

Model: C80R

Year: 2003

Description: Blister manufacturing for tablets

Dispensing system: SimTap Elizabeth vibrating metering feeder

Characteristics: 400 to 500 blisters / min.

Format: Without the mold shape

Compliance: CE

Overall dimensions (l x d x h): approximately 6000x1600x2400 mm

Weight: 5500 kg.


Documentation: available.



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules



Thermoformeuse pour comprimés et gélules

